

# STANDARD™ F

## Analizadores de Inmunoensayo por Fluorescencia



Los Analizadores STANDARD F son sistemas de inmunoensayo fluorescentes cualitativos y cuantitativos diseñados para la medición fácil y fiable de diversos parámetros.

La línea STANDARD F ofrece 3 modelos diferentes que pueden ser utilizados en función de su flujo de trabajo. Resultados rápidos, altamente precisos y fiables ayudan a reducir la incertidumbre del tratamiento y mejoran la calidad en la atención de sus pacientes.

### Modelos Disponibles

Serie	F100	F200	F2400
Imagen			
Método de ensayo	Inmunoensayo de fluorescencia		
Análisis	Test cuantitativo y cualitativo		
Capacidad de Test	1 prueba a la vez	1 prueba a la vez	70 pruebas por hora
Modo sólo lectura	Disponible	Disponible	No Disponible
Fuente de alimentación	Adaptador CA / CC o baterías (AA x 4)	Adaptador CA / CC	Cable de alimentación (SMPS adaptado)
Pantalla	LCD clásica	Pantalla táctil color de 7"	Pantalla táctil color de 10"
Impresora	Externa	incorporada	incorporada
Conectividad LIS / HIS	Bluetooth clásico	- HL7 v2.6 (PCD-01) - POCTI-A	-HL7 v2.6 (PCD-01) -POCTI-A
Puertos USB	Disponible	Disponible	Disponible
Auto-ID	Código de barras 2D	Código de barras 2D	Código de barras 2D
Dimensiones (mm)	105 x 135 x 100	200 x 240 x 205	510 x 566 x 297
Accesorios	Impresora térmica	Mouse / teclado Escáner de código de barras	Mouse / teclado. Escáner de código de barras
Peso	0,7 kg	2,5 kg	20,0 kg

## Ventajas del STANDARD F



### Reconocimiento automático

Lectura del test gracias al código de barras 2D de cada dispositivo de prueba.

### Identificación

Espacio para rotulado con ID del paciente.

### Conectividad

- LIS / HIS
- HL7 v2.6 (PCD-01)
- POCT1-A

### Resultado fiable

Proporcionamos kits de calibración y control de calidad interno para mayor confiabilidad de los resultados.

### Almacenamiento a T° ambiente

Nuestros dispositivos de prueba no necesitan refrigeración. Se almacenan a temperatura ambiente (2 - 30 °C).

Los sistemas de inmunoensayo por fluorescencia STANDARD F han sido diseñados para la medición fácil y confiable de diversos parámetros. STANDARD F proporciona conectividad al sistema informático de su laboratorio. Por lo tanto, son ideales para utilizarlos en hospitales, clínicas y laboratorios. Ensayos rápidos de alta sensibilidad y especificidad ahora son posibles gracias a la fluorescencia basada en el elemento Europio.

**Oficina y Depósito:** Vera 575 (Capital Federal)  
**Tel/FAX:** (+54 11) 4858-0636 (Rotativas)  
info@montebio.com.ar | [www.montebio.com.ar](http://www.montebio.com.ar)